

# Kurzanleitung ZOLL AEDplus Trainer II

## Neue Programmierung



1. Trainer einschalten / grüne LED leuchtet



2. Fernbedienung einschalten



3. Szenario\* auswählen\*\* (siehe unten)



4. Metronom – ein:   / aus: 



5. Programm bestätigen,  blinkt 1x

### \* Szenarien



Manuell



Schock - Schock




Kein Schock - Schock



Schock – Kein Schock



Kein Schock – Kein Schock

**\*\* Hinweis:** Die Programmierzeit ist auf 7 Sek. beschränkt. Falls Zeit nicht reicht, Fernbedienung einfach wieder einschalten. 

# Kurzanleitung ZOLL AEDplus Trainer II

## Während dem Training



Schüler schaltet Trainer ein



Bestätigung sobald Elektroden geklebt



Meldung „Fester drücken“ (mit Metronom ein)



Meldung „Herzdruckmassage gut“



Pause / Weiter



Beenden / Reset



Kein Schock empfohlen (Szenario Manuell\*)