

Science made smarter*

AS608 / AS608e

Le dépistage
auditif devient
très simple



Logiciel Diagnostic Suite
(seulement avec AS608e)



*Et la science devient tout simplement plus facile


Interacoustics

Audiométrie


Tympanométrie

PEA

OEA Adaptation des aides auditives

Explorations vestibulaires

Portable et simple d'utilisation

Les audiomètres portables

AS608 / AS608e ont été conçus pour les mesures en école, en industrie et pour toutes les activités nécessitant des mesures rapides. Faciles d'utilisation, ils ne nécessitent pas de formation. Ils offrent des stimuli sonores en sons purs et wobulés, sur une large gamme de fréquences.

Portables

AS608 / AS608e vous sont livrés avec une malette de transport pour l'audiomètre et les accessoires.

Piles ou alimentation électrique

AS608 / AS608e fonctionnent aussi bien avec 3 piles AA qu'avec une alimentation électrique. Les piles ont une durée de vie moyenne de 6 mois.

Intégration PC

(seulement avec AS608e)

L'AS608e permet une intégration PC par port USB, via le logiciel Diagnostic Suite Windows pour le transfert des données vers l'ordinateur.

La suite diagnostique vous permet entre autre :

- Impression de rapports personnalisable
- Rapport personnalisé
- Session manuelle
- Base de données : OtoAccess® et compatible Noah

Seuil automatique

(seulement avec AS608e)

L'AS608e intègre le test automatique Hughson Westlake en sons purs. Une fois le test réalisé, les informations circulent rapidement de l'AS608e vers le PC grâce au logiciel Diagnostic Suite.


Propriétés

- De construction robuste
- 11 fréquences testées de 125Hz à 8kHz
- Sélection des fréquences de test
- Niveau de sortie : de -10dB à 100dBHL
- Sons purs, wobulés ou pulsés
- Présentation du stimulus
- Indicateur d'usure des piles
- Mallette de transport
- Réponse patient (inclus avec l'AS608e)
- Alimentation électrique externe (en option)
- Casque avec coques anti-bruit (en option)
- Micro (à distance) intégré (seulement avec AS608e)
- Intégration PC (seulement avec AS608e)
- Test automatique Hughson Westlake en sons purs (seulement avec AS608e)


Systeme portable
(pèse moins
de 1.6kg)



Malette de transport



Rapport de mesure diagnostique
(seulement avec AS608e)



Impression des mesures diagnostiques
(seulement avec AS608e)

Science made smarter*

Interacoustics, bien plus que des solutions à la pointe de la technologie

Notre mission est claire. Nous voulons ouvrir la voie en matière d'audiologie et d'équilibre en traduisant la complexité en clarté :

- Des défis transformés en solutions claires
- Un savoir rendu concret
- Des pathologies invisibles qui deviennent tangibles et curables

Notre technologie avancée et nos solutions sophistiquées simplifient la vie des professionnels de santé.

Nous continuerons à ouvrir la voie à toute l'industrie. Pas seulement pour l'amour de la science, mais afin de permettre aux professionnels de fournir des traitements d'excellence à leurs millions de patients à travers le monde.

*La science devient tout simplement plus facile

Interacoustics.fr

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Rendez-vous
en ligne pour
explorer notre
gamme complète
de produits

Pour
compléter
la gamme



MT10
Tympanomètre portable



AD226
Audiomètre diagnostique



Vioi™
Vidéo-otoscope

Spécifications du produit

Toutes les spécifications techniques et matérielle relatives à nos produits peuvent être téléchargées à partir de notre site internet.



Interacoustics