




ZOLL



AED

ZOLL AED 3™


Real CPR Help® avec Program Management Onboard™
Une assistance optimisée pour les secouristes

Program Management Onboard communique avec PlusTrac™ car il est connecté au cloud, pour recevoir immédiatement un avis par e-mail en cas d'échec de l'autotest.

Real CPR Help indique aux secouristes lorsqu'ils font de bonnes compressions et lorsqu'ils doivent « Appuyer plus fort ».

Les indications sonores claires correspondent au texte visible à l'écran.

Placez-le à plat, comme tout autre DAE, ou à la verticale pour faire face au secouriste comme un défibrillateur professionnel.



Le compteur RCP indique le temps restant pour le cycle RCP en cours.

La jauge à barres de Real CPR Help indique la profondeur de chaque compression en temps réel.

Passez facilement en mode Enfant en appuyant simplement sur un bouton. Aucune électrode à changer avec CPR Uni-padz™.

Pour en savoir plus sur le ZOLL AED 3™, contactez-nous par téléphone au +41 21 324 40 00 ou visitez le site www.aed3.ch

ZOLL®

Art.R6311-15 Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. Dispositif Médical Classe IIb CE0123 11/15/2012 Lire attentivement la notice.

©2016 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. PlusTrac, Program Management Onboard, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL AED 3 et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Imprimé en Suisse.