

Caractéristiques Défibrillateur ZOLL AED 3

Facile à utiliser, facile à posséder, facile à entretenir


Dans seulement 50% de l'ensemble des réanimations la victime présente un rythme choquable.
Dans 100% des cas une RCP est nécessaire!

Le *CPR-Feedback* aide à assurer une bonne profondeur des compressions thoraciques à une fréquence recommandée.

Les nouvelles recommandations de l'AHA 2015 soulignent l'importance d'une RCR de haute qualité avant toute défibrillation.


*CPR = Compressions thoraciques / ventilation

Points Dominants




Facile d'Utilisation

Images couleur HD, annonces textuelles accompagnés d'instructions vocales



Uni-pads Double-Usage

Même paire d'électrode pour enfant et adulte, avec capteur RCP et kit d'urgence. Ce conserve 5ans



Seul DEA avec Capteur-RCP

Rétroaction visuelle et sonore accompagne les compressions thoraciques



Guide de Réanimation Ingénieux

Affichage LCD, Support en image séquentielle, textuel, verbal et auditive




Décompte de la RCP

Compte à rebours visuel indiquant la fin d'un cycle RCP



Mode Enfant

Passage en mode-enfant très rapide




Visibilité Maximale

Ce tient debout ou couché



Source d'Énergie

Batterie au Lithium, durée de 5ans



Puissant et Efficace

Signal Rectiligne Biphase, choc délivré 8 secondes après l'interruption de la RCP



Maintenance en Ligne

Test automatique hebdomadaire avec transmission de l'état de l'électrode et de la batterie par WiFi


Caractéristiques Défibrillateur ZOLL AED 3

Facile à utiliser, facile à posséder, facile à entretenir

Five Year Comparison										
Model	Annual	5 Year	Annual	5 Year	Annual	5 Year	Annual	5 Year	Annual	5 Year
ZOLL AED 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Model 1	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500
Other Model 2	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500
Other Model 3	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500

Le Plus Facile à Entretenir

Voir notre document sur les couts d'entretien



Indicateur d'Etat

Indicateur d'état visuel et un signal sonore en cas de dysfonctionnement




Connecteur-USB Intégré

Pour les mises à jour logicielles et le transfert de données vers un PC



Robuste

Indice de protection contre la poussière et les jets d'eau (IP 55)
Teste de chute d'1m



Mémoire Intégrée

1 à 2 événements cliniques d'un total de 120 minutes. ECG, mesures d'impédance, données CPR



Evaluation

Transmission par WiFi, logiciel d'évaluation gratuit, documentation RCP inclus.



En Option

Enregistreur vocal configurable



Compatibilité

Compatible avec les appareils chez REGA et de nombreux services d'urgence