

ProCase

AED Wandschrank für Aussenmontage



*Stabilität und Zuverlässigkeit
kombiniert mit modernem Design*

Eigenschaften und technische Daten



ProCase

Der ProCase ist mit einer 24-V-Heizung, einer Kühlung sowie einem schlagfesten Sichtfenster ausgestattet. Nach Drücken des roten Notschalters öffnet sich das AED-Fach, eine rote LED beginnt zu blinken und ein Alarm erklingt. Der Wandschrank wird über einen 230-V-Anschluss gespeist.

Technische Angaben

Gewicht	7 kg
Stabilität	stoss- und wasserfest
Kühlung	aktiviert bei Schranktemp. > 30°C deaktiviert bei Schranktemp. < 25° C
Heizung	aktiviert bei Schranktemp. < 5° C deaktiviert bei Schranktemp. > 10° C
Korrosionsbeständig	AW-5754 Alu und Beschichtung
Sichtfenster	extrem schlagfestes Polycarbonat
Farbe	AED Plus grün
Befestigung	Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten (für Holz und Stein/Beton)



Stromversorgung

Stromanschluss	230 V AC
Trafo	Ausgang 24V DC (in Lieferumfang enthalten)

Funktionen

Öffnung	robuster Notschalter
Beleuchtung	LED rot
Alarmsignal	95 dB (intermittierend)



Polymed Medical Center
Industriestrasse 59, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 61 11, Telefax 044 828 61 12
info@polymed.ch, www.polymed.ch