

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2019-03

## Vinyl 2000 PF

Unser Einmaluntersuchungshandschuh aus Vinyl / Our disposable vinyl examination glove



### Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1251XS	Extra-Small	min. 240	≤ 80	02243907
1251S	Small	min. 240	85 ± 5	02243913
1251M	Medium	min. 240	95 ± 5	02243936
1251L	Large	min. 240	105 ± 5	02243942
1251XL	Extra-Large	min. 240	115 ± 5	02243994

#### Wandstärke / Thickness (mm)

Schaft / Cuff	>0,050
Handfläche / Palm	>0,080
Finger / Finger	>0,050

Reißdehnung / Elongation at break (%)	AQL
Vor Alterung / Before aging min. 300	AQL 1,5
Nach Alterung / After aging min. 300	

#### Prüfnormen / Testing standards

EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
-------------------------	----------

### Allgemeine Informationen / General information

#### Produktbeschreibung / Product description

Vinyluntersuchungshandschuh, puderfrei, latexfrei, unsteril, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Vinyl examination glove, powderfree, latexfree, non-sterile, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

#### Inhaltsstoffe / Ingredients

PVC, DINP, D80, Ca-Zn-Stabilisator.

#### Verpackung / Packaging:

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton / 100 pcs. per package; 10 packages per carton

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C vermeiden. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 30 °C.

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1 / Medical product of class I rule 1
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004 (Achtung: Nicht geeignet für den Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln!)

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).